

'MM

JATAB MULTIFUNCTIONAL MOBILIZER

- 'MM är ett multifunktionellt hjälpmedel som klarar all förflyttning, ståträning, toalettbesök, duschning utan tunga lyft eller lyfthjälpmedel
- 'MM har behandlingstekniska funktioner som avsevärt minskar riskerna för skador till följd av långtidsittande
- 'MM erbjuder god komfort och en värdig vårdmiljö. Brukaren kan själv enkelt justera sin sittkomfort
- 'MM underlättar vårdarbetet, minskar tunga lyft och därmed riskerna för försättnings-skador hos personalen
- 'MM specialanpassas efter behov
- 'MM finns i manuellt utförande och med el-framdrivning
- 'MM kan köpas eller hyras med full service och underhåll
- 'MM är upphandlad av Handikappinstitutet, HI

Tillbehör

Klädsel	Avtagbar, tvättbar, inkontinensskydd vid behov
Extra dynor	Med stoppning av ventilerande fibermaterial
Glidskiva	Specialskiva med mycket låg friktion
Fotglidskiva	Underlättar överflyttning för ensam vårdare
Gliddyna	Av tvättbar textil
Bäcken	Plastbäcken med upphängningsbeslag
Duschkapell	Med duschkapell används stolen som duschbår
Ställbart bord	Av klarplast med spillskydd. Kan användas sittande och stående
El-framdrivning	Navmotorer med joy-stickmanöverering

Tekniska data

Stomme av pulverlackerad aluminium. Eldrivna ställdon.
12V batterier med 220V laddningsaggregat. Pumpfria gummihjul. Sittdyna och ryggdyna av integralskum med tät yta. Avtagbar, tvättbar klädsel.
Framdrivningsmotor 24V, maxfart 6 km/tim. Max körlängd ca 20 km.
'MM -stolen är CE-märt

Max bredd 680 mm
Sittbredd 500 mm
Sittdjup 445 mm
Vikt 48 kg vid manuell framdrivning
Max belastning 120 kg

JATAB

Jan Torgny AB
Ringgatan 20
SE-703 42 Örebro, Sweden
Ph: +46(0)19 611 65 01
Fax: +46(0)19 18 25 80
jan.torgny@swipnet.se
claes.lybeck@swipnet.se
www.jatab.com

'MM

JATAB MULTIFUNCTIONAL MOBILIZER



ETT HJÄLPMEDEL SOM RÄCKER...

'MM

JATAB MULTIFUNCTIONAL MOBILIZER



MED MÄNNISKAN I FOKUS...

Ett hjälpmedel räcker

'MM-stolen är ett unikt, multifunktionellt hjälpmedel som både förbättrar livet för brukaren och avsevärt underlättar arbetet för vårdaren.

Det är inte längre nödvändigt att använda andra hjälpmedel vid överflyttning från säng. Ståträning, toalettbesök och övriga dagliga aktiviteter görs utan förflyttningar och lyft.

Vården blir bekväm och värdig. Risken för fallolyckor är liten.

'MM-stolen är elektriskt manövrerad och mycket enkel att bruka.



Överflyttning

Överflyttning mellan säng och rullstol sker enkelt i liggande med vår speciella överflyttningsskiva och dyna. Även en tung person flyttas utan besvär av en vårdare.

Varierad sittställning

Genom att enkelt ändra sittställning undviks riskerna för trycksår och höftkontrakturer. Sittandet är bekvämt och blir inte tröttande. Vila i liggande läge görs enkelt när så önskas.

Sits och ryggdyna kan specialanpassas efter brukarens behov.



Den viktiga ståträningen

Ståfunktionen medger en regelbunden ståträning, något som annars ofta blir efterlämnat. Träningen är nödvändig bl.a. för att minska risken för osteoporos och kontrakturer och som behandling av spasticitet. Ståträning är också nödvändig för att upprätthålla funktionen i tarmmotorik, andning och blodcirkulation.

"På stående fot"

I stående läge kan brukaren komma i jämnhöjd med andra stående vilket har stor betydelse för självförtroendet i umgänget med andra människor. Även i upphöjt, sittande läge, förbättras relationen till omgivningen. Inte minst viktigt är detta för att kunna se ut över fönsterbröstningar, balkongräcken mm.



Hygienen

Toalettbesöken klaras enkelt och snabbt eftersom lyft och förflyttning med andra hjälpmedel inte behövs. Det är inte minst viktigt vid besök utanför hemmet.

Med duschkapellet klaras dusch och tvätt utan andra hjälpmedel.

Kan själv

Brukaren kan själv manövrera stolen. Manöverdonen specialanpassas till brukarens behov och för många.



VÄRDERA VÅRDMILJÖN

Lättare arbete, färre skador

Arbetet underlättas för vårdaren. Ett minimum av tunga lyft minskar risken för förslitningsskador.

Färre och lättare arbetsmoment ger mindre stress i arbetet.

Vård i hemmet

En vårdare kan klara största delen av arbetet själv. Detta har stor betydelse för både personal och anhöriga och underlättar vård i hemmet, även av svårt funktionshindrade vårdtagare.

TRYGGHET OCH KVALITET

Mer tid till annat

Träningsmöjligheterna och den flexibla sittkomforten minskar risken för följdskador av sittandet. Friskare vårdtagare ger mindre vårdbehov.

Mindre tidskrävande vårdarbete gör att personalen får mer tid till andra aktiviteter.

Lägre kostnader

Färre hjälpmedel behöver hanteras. Det innebär lägre kostnader och mindre utrymmebehov, service och underhåll.

Färre förslitningsskador genom färre tunga lyft ger en friskare och mer motiverad personal.

Köpa eller hyra

'MM-stolen kan antingen köpas på vanligt sätt eller hyras. JATAB tillhandahåller service och underhåll enligt särskilt avtal. Genom hyres- och serviceavtal behöver köparen inte belastas av investeringskostnaden eller hålla produkten i lager och utbilda servicepersonal.

Svensk tillverkning

Konstruktion och tillverkning sker i Sverige. Därigenom upprätthåller vi en hög kvalitetssäkring och håller en mycket hög service på specialanpassningar, underhåll och reparationer.

'MM-stolen har tillverkats sedan 1990.